


Anticorps Polyclonal Anti-Ptx3 Pour Wb Et Elisa - P26022

Numéro d'article: CM0015684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le PTX3 humain (TSG-14/TNFAIP5), validé pour le western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur l'immunité innée, l'inflammation et la biologie liée aux pentraxines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTX3 Lapin pAb
Remarques/Alias	TSG-14; TNFAIP5; PTX3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5806
ID de Gène	5806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-381 du PTX3 humain (NP_002843.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26022
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace