


Anticorps Monoclonal Anti-Pu.1/Spi1 Pour Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P17947

Numéro d'article: CM0007005



Introduction

Anticorps monoclonal PU.1/SPI1 de lapin validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie, la cytométrie en flux et l'ELISA. Cible le facteur de transcription PU.1 humain (31 kDa, SWISS : P17947) pour la recherche hématopoïétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PU.1/SPI1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	OF ; PU.1 ; AGM10 ; SFPI1 ; SPI-1 ; SPI-A ; PU.1/SPI1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6688
Identifiant du gène	6688
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PU.1/SPI1 humain (NP_003111.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17947
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace