


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Puf60 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Uhx1

Numéro d'article: CM0030752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PUF60 humaine, validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA avec réactivité croisée sur échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la transcription et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PUF60 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FIR; VRJS; RoBPI; SIAHBP1; PUF60
Espèce	Humaine
GeneID	22827 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 243-542 de la PUF60 humaine (NP_055096.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHX1
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace