

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pumilio 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Numéro d'article: CM0003430



Introduction

CamelBio propose l'Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pumilio 1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec le Pumilio 1 humain et souris (Q14671). Idéal pour la recherche sur les protéines de liaison à l'ARN. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pumilio 1 Lapin mAb
Remarques/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Espèce	Humain
ID de gène	9698
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-203 du Pumilio 1 humain (Q14671)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14671
Poids moléculaire	126kDa
Expédition	Sac de glace