

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pumilio 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Numéro d'article: CM0025661



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Pumilio 1 (PUM1) humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation post-transcriptionnelle et les protéines de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pumilio 1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUM1; SCA47; Pumilio 1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9698
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la Pumilio 1 humaine (NP_055491.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14671
Poids de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace