

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pumilio 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Numéro d'article: CM0018219



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Pumilio 1 (PUM1) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA et présente une réactivité croisée avec la souris. Adapté pour la recherche sur les protéines de liaison à l'ARN et la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pumilio 1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUM1; SCA47; Pumilio 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9698
GeneID	9698
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 130 de la Pumilio 1 humaine (NP_055491.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14671
Poids moléculaire de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace