


Anticorps Monoclonal Anti-Pumilio 2 Pour Wb, Elisa - Q8Tb72

Numéro d'article: CM0003053



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Pumilio 2 humain (PUM2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la liaison à l'ARN, la régulation post-transcriptionnelle et la biologie des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pumilio 2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PUMH2; PUML2; Pumilio 2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23369
GeneID	23369
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du Pumilio 2 humain (Q8TB72).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TB72
Poids protéique	114kDa
Expédition	Sac de glace