

Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Purinergique P2Y6 Pour Wb Et Elisa - Q15077

Numéro d'article: CM0012249

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la P2Y purinocepteur 6 humaine (P2Y6, Q15077). Validé pour les applications WB et ELISA. Reconnaît un RCPG de 36 kDa qui médie la signalisation calcique induite par l'UDP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Purinergic Receptor P2Y6 Rabbit mAb
Remarques / Alias	P2Y6 ; Récepteur purinergique P2Y6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5031
ID du gène	5031
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 229 et 328 du récepteur purinergique P2Y6 humain (Q15077).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15077
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace