

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Le Récepteur Purinergique P2Y6 Pour Wb, Elisa - Q15077

Numéro d'article: CM0018972

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine P2RY6 humaine (P2Y purinocepteur 6). Adapté pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'humain et la souris. La cible est un récepteur couplé aux protéines G pour l'UDP, l'UTP et l'ATP, qui médie la signalisation calcique. Idéal pour la recherche sur les GPCR et la signalisation nucléotidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Purinergic Receptor P2Y6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P2Y6 ; Purinergic Receptor P2Y6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5031
GenelD	5031
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de la P2RY6 humaine (NP_789766.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15077
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace