


Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Pus1 Pour Wb, Elisa - Q9Y606

Numéro d'article: CM0029340



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité contre le PUS1 humain, validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la pseudouridylation, l'épissage des ARNm et les troubles mitochondriaux. Réagit de manière croisée avec le PUS1 humain à 47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin PUS1
Remarques/Alias	MLASA1; PUS1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	80324 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 308-427 du PUS1 humain (NP_079491.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y606
Poids de la Protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace