

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pus7 Pour Wb, Elisa - Q96Pz0

Numéro d'article: CM0018937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PUS7 validé pour WB et ELISA, ciblant le PUS7 humain avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la pseudouridylation de l'ARN et de la régulation de l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PUS7 Lapin pAb
Remarques/Alias	IDDABS; PUS7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54517
ID de gène	54517
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 352-661 du PUS7 humain (NP_061915.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PZ0
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace