

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pvrig Pour Wb, Elisa - Q6Dki7

Numéro d'article: CM0023192



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PVRIG (CD112R) de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Idéal pour explorer la signalisation de co-inhibition des lymphocytes T et les voies des points de contrôle immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PVRIG Lapin pAb
Remarques/Alias	CD112R; C7orf15; PVRIG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79037
GeneID	79037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 193-326 de PVRIG humain (NP_076975.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6DKI7
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace