

Anticorps Monoclonal Anti-Pvrl1/Nectin1 Pour Fc - Q15223

Numéro d'article: CM0007721



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Nectin-1 (PVRL1/CD111) humaine, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à l'étude de l'adhésion cellulaire, de l'entrée des herpèsvirus et du développement neural. Réagit avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PVRL1/NECTIN1 mAb de lapin
Remarques / Alias	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1; PVRL1/NECTIN1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5818
GeneID	5818
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 de la PVRL1/NECTIN1 humaine (NP_002846.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15223
Poids de la protéine	57kDa/51kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace