


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pvrl3 Pour Wb, Elisa - Q9Nqs3

Numéro d'article: CM0029931



Introduction

Anticorps polyclonal élevé contre PVRL3 humain (Nectine-3, CD113). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour les études d'adhésion cellulaire, de guidage des axones et des jonctions cellulaires. - Q9NQS3

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PVRL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25945
GeneID	25945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-366 de PVRL3 humain (NP_001230215.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NQS3
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace