

Anticorps Monoclonal Anti-Pwp1 Pour Wb, Elisa - Q13610

Numéro d'article: CM0003358

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin reconnaît spécifiquement la PWP1 humaine (homologue de la protéine 1 à tryptophane périodique), un facteur nucléolaire associé à la chromatine. Validé pour WB et ELISA ; l'immunogène recombinant correspond aux acides aminés 460-501. Masse moléculaire prédite de 56 kDa. UniProt Q13610.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-PWP1 de lapin
Remarques/Alias	NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1
Espèce cible	Humaine
Identifiant du gène (humain)	11137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-501 de la PWP1 humaine (NP_008993.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13610
Masse moléculaire de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace