

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pxdn Pour Wb, Elisa - Q92626

Numéro d'article: CM0012187

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PXDN humain pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire, la membrane basale et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PXDN
Remarques/Alias	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7837
GeneID	7837
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 431-520 du PXDN humain (NP_036425.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92626
Poids moléculaire protéique	165 kDa
Expédition	Sac de glace