

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pxdn Pour Wb Et Elisa - Q92626

Numéro d'article: CM0022472

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PXDN humaine (homologue peroxidase). Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur la matrice extracellulaire et la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PXDN Rabbit pAb
Alias	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1320-1479 de la PXDN humaine (NP_036425.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92626
Poids de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace