

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pxk Pour Wb Et Elisa - Q7Z7A4

Numéro d'article: CM0014064

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin P XK cible la protéine de type kinase contenant un domaine PX (MONaKA), un régulateur de la Na,K-ATPase et de la transmission synaptique. Convient pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Détecte une bande à 65 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin P XK
Remarques/Alias	SLOB ; MONAKA ; P XK
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54899
ID de gène	54899
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de P XK humain (NP_060241.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z7A4
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace