


Anticorps Polyclonal Anti-Pxr Pour Wb, Elisa - 075469

Numéro d'article: CM0014755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PXR humain (NR1I2), validé pour WB et ELISA. Détecte une protéine de 50 kDa ; adapté pour la recherche sur le métabolisme des xénobiotiques et le transport des médicaments. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PXR Lapin pAb
Remarques/Alias	BXR ; PAR ; PRR ; PXR ; SAR ; SXR ; ONR1 ; PAR1 ; PAR2 ; PARq
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8856
GeneID	8856
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100-200 du PXR humain (NP_071285.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075469
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace