

Anticorps Polyclonal Anti-Pycr1 Pour Wb, Elisa - P32322

Numéro d'article: CM0028892



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PYCR1 humain, validé pour Western blot et ELISA, réactif avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la biosynthèse de la proline et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PYCR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5831
ID du gène	5831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-319 de PYCR1 humain (NP_008838.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32322
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace