

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pycr1 Pour Wb, Elisa - P32322

Numéro d'article: CM0017363



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PYCR1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le PYCR1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la proline et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PYCR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5831
Identifiant de gène	5831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-319 de la protéine PYCR1 humaine (NP_008838.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32322
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace