

Anticorps Polyclonal Anti-Pycr2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96C36

Numéro d'article: CM0018190



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PYCR2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte une protéine de 34 kDa et convient à l'étude de la biosynthèse de la proline et du stress oxydatif dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PYCR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HLD10; P5CR2; PYCR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29920
GeneID	29920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 271-320 de PYCR2 humain (NP_037460.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96C36
Poids de la Protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace