

Anticorps Polyclonal Anti-Pycrl Pour Wb Et Elisa - Q53H96

Numéro d'article: CM0022882

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PYCRL validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la biosynthèse de la proline et des voies métaboliques. Optimisé pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PYCRL Rabbit pAb
Remarques / Alias	PYCRL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	65263
GeneID	65263
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 13-286 de la protéine PYCRL humaine (NP_075566.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q53H96
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace