

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pygl - P06737

Numéro d'article: CM0024931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PYGL humaine (glycogène phosphorylase hépatique) pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte la PYGL humaine, murine et de rat. Idéal pour les études sur l'homéostasie du glucose et le métabolisme du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PYGL pAb de Lapin
Remarques/Alias	GSD6 ; PYGL
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	5836
ID Gène	5836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 690-847 de la PYGL humaine (NP_002854.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06737
Poids Moléculaire Protéique	97 kDa
Expédition	Sac de glace