

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pygm Pour Wb, Elisa - P11217

Numéro d'article: CM0028537



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PYGM humain (myophosphorylase), validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Pour la recherche sur le métabolisme du glycogène et la maladie de McArdle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PYGM Lapin pAb
Remarques/Alias	GSD5; PYGM
Espèce	Humain
ID de gène	5837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 743-842 du PYGM humain (NP_005600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11217
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace