

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pym1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brp8

Numéro d'article: CM0022726

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PYM1 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte PYM1 humain, de souris et de rat (Q9BRP8), un régulateur clé du complexe de jonction des exons impliqué dans la dégradation des ARNm médiée par les codons non-sens (NMD) et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PYM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	PYM; WIBG; PYM1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	84305
GeneID	84305
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-204 de PYM1 humain (NP_115721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9BRP8
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace