


Anticorps Monoclonal Anti-Pyrophosphatase 1 Pour Wb Et Elisa - Q15181

Numéro d'article: CM0003512



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant la pyrophosphatase 1 humaine (PPA1, Q15181), adapté au Western Blot et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, permettant des recherches métaboliques et de signalisation multi-espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-pyrophosphatase 1
Remarques / Alias	PP, PP1, IOPPP, HEL-S-66p, SID6-8061, Pyrophosphatase 1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5464
GeneID	5464
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la pyrophosphatase 1 humaine (Q15181).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15181
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace