


Ac Anti-Pyruvate Carboxylase (Pc) De Lapin Mab Pour Wb Et Elisa - P11498

Numéro d'article: CM0012782



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Pyruvate carboxylase (PC) humain, validé pour WB et ELISA. Détecte une bande de 130 kDa dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pyruvate carboxylase (PC) Lapin mAb
Remarques/Alias	PCB; PC; Pyruvate carboxylase (PC)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5091
GeneID	5091
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du Pyruvate carboxylase (PC) humain (P11498)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P11498
Poids de la protéine	130kDa
Expédition	Sac de glace