


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pyruvate Carboxylase (Pc) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11498

Numéro d'article: CM0026265



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Pyruvate carboxylase (PC) humaine. Validé pour les applications WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la PC de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la gluconéogenèse et le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Pyruvate carboxylase (PC)
Remarques/Alias	PCB ; Pyruvate carboxylase (PC)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5091
Identifiant du gène	5091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 879-1178 de la Pyruvate carboxylase humaine (NP_001035806.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11498
Poids moléculaire de la protéine	130 kDa
Expédition	Sac de glace