


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Qars Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P47897

Numéro d'article: CM0025347



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la QARS humaine (Glutaminyl-tRNA synthétase). Validé pour WB, IHC, IF, ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur le développement cérébral et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	QARS Rabbit pAb
Remarques / Alias	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5859
GeneID	5859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la QARS humaine (NP_005042.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P47897
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace