

Anticorps Polyclonal Anti-Qdpr Pour Wb Et Elisa - P09417

Numéro d'article: CM0028189



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le QDPR humain (DHPR, SDR33C1), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la biosynthèse de la tétrahydrobioptérine et la phénylcétonurie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	QDPR Lapin pAb
Remarques/Alias	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5860
GeneID	5860
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 du QDPR humain (NP_000311.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09417
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace