


Anticorps Monoclonal Anti-Qki Pour Wb - Q96Pu8

Numéro d'article: CM0006292



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-QKI validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Cible la protéine de liaison à l'ARN contenant un domaine KH QKI, un régulateur clé de l'épissage, de la stabilité et de la myélinisation de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-QKI
Remarques/Alias	QK ; Hqk ; QK1 ; QK3 ; hqkl ; QKI
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9444
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q96PU8
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace