


Anticorps Polyclonal Anti-Qki Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pu8

Numéro d'article: CM0027258



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine QKI humaine (ID de gène : 9444, SWISS : Q96PU8). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie de l'ARN et en neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin QKI
Remarques/Alias	QK ; Hqk ; QK1 ; QK3 ; hqkl ; QKI
Espèce	Humain
GeneID	9444 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-341 de QKI humain (NP_006766.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PU8
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace