


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Qki Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Pu8

Numéro d'article: CM0002472



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre QKI validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît la protéine QKI humaine, de souris et de rat (~38 kDa). Idéal pour la recherche sur le métabolisme des ARN et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | QKI Rabbit mAb                                                                                                                                      |
| Remarques / Alias    | QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI                                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)      | 9444                                                                                                                                                |
| GeneID               | 9444                                                                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 242-341 de la protéine QKI humaine (Q96PU8). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                               |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                 |
| SWISS                | Q96PU8                                                                                                                                              |
| Poids de la protéine | 38 kDa                                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac à glace                                                                                                                                         |