


Anticorps Polyclonal Anti-Qpct Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16769

Numéro d'article: CM0025233



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la QPCT humaine pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Immunogène recombinant ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des peptides pyroglutamyliques et du peptide bêta-amyloïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	QPCT Rabbit pAb
Remarques / Alias	QC; GCT; sQC; QPCT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25797
GeneID	25797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 361 de la QPCT humaine (NP_036545.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16769
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace