


Anticorps Polyclonal Anti-Qprt Pour Wb Et Elisa - Q15274

Numéro d'article: CM0017587



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la QPRT humaine (pyrophosphorylase du nicotinate-nucléotide). Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le catabolisme de l'acide quinolinique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	QPRT Rabbit pAb
Remarques/Alias	QPRTase ; HEL-S-90n ; QPRT
Espèce	Homme
GeneID (humain)	23475
GeneID	23475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-297 de la QPRT humaine (NP_055113.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q15274
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace