

Anticorps Polyclonal Anti-Qsox1 Pour Wb, Elisa - 000391

Numéro d'article: CM0028567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-QSOX1 validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité humaine et souris. Cible la sulfhydryle oxydase 1, une enzyme clé dans la formation des ponts disulfures et le remodelage de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	QSOX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Q6; QSCN6; QSOX1
Espèce	Humain
ID de gène	5768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 de QSOX1 humain (NP_001004128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00391
Poids moléculaire	83kDa
Expédition	Sac de glace