

Anticorps Polyclonal Anti-Qsox2 Pour Wb Et Elisa - Q6Zrp7

Numéro d'article: CM0018700

Introduction

Le QSOX2 Rabbit pAb détecte le QSOX2 humain, réagit de manière croisée avec la souris, et est validé pour le WB et l'ELISA. Idéal pour étudier la sulfhydryl oxydase 2 dans l'apoptose et la formation de liaisons disulfure.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	QSOX2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SOXN ; QSCN6L1 ; QSOX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	169714
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 370-650 du QSOX2 humain (NP_859052.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q6ZRP7
Poids Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace