

Anticorps Polyclonal Anti-R9Ap/Rgs9Bp Pour Wb Et Elisa - Q6Zs82

Numéro d'article: CM0019204

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant R9AP/RGS9BP, une ancre membranaire pour RGS9-1 dans la phototransduction. Validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la vision et la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	R9AP/RGS9BP Lapin pAb
Remarques/Alias	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	388531
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-107 de R9AP/RGS9BP humain (NP_997274.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZS82
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace