

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-R9Ap/Rgs9Bp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zs82

Numéro d'article: CM0004047

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le R9AP/RGS9BP humain (Q6ZS82). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Essentiel pour l'étude de la phototransduction visuelle et de la régulation de la signalisation des RCPG. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin R9AP/RGS9BP
Remarques/Alias	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Espèce	Humain
ID de Gène	388531
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 du R9AP/RGS9BP humain. (NP_997274.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q6ZS82
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace