


Anticorps Polyclonal Anti-Rab11A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Numéro d'article: CM0015817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de RAB11A humain, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude du recyclage endocytaire et du trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB11A pAb de lapin
Remarques / Alias	YL8 ; RAB11A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8766
ID du gène	8766
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de RAB11A humain (NP_004654.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P62491
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace