


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab11A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Numéro d'article: CM0008703



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine RAB11A (P62491), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du recyclage endocytaire et du trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-RAB11A
Remarques/Alias	YL8 ; RAB11A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8766
Identifiant du gène	8766
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62491
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace