


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rab11A/B Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62491 / Q15907

Numéro d'article: CM0002335



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-RAB11A/B est validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Il reconnaît les RAB11A et RAB11B humains, murins et de rat, des régulateurs clés du recyclage endocytaire et du trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB11A/B Lapin mAb
Remarques/Alias	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8766/9230
GeneID	8766/9230
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du RAB11A/B humain (NP_004654.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62491/Q15907
Poids moléculaire	24KDa
Expédition	Sac de glace