


Anticorps Polyclonal Anti-Rab11A/Rab11B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62491 / Q15907

Numéro d'article: CM0023083



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte RAB11A et RAB11B dans des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, il soutient la recherche sur le recyclage endocytaire et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RAB11A/RAB11B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8766/9230
Identifiant du gène	8766/9230
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de RAB11A/RAB11B humain (NP_004654.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62491/Q15907
Expédition	Sac de glace