


Anticorps Polyclonal Anti-Rab11B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15907

Numéro d'article: CM0013127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine RAB11B humaine (UniProt Q15907). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur le recyclage endocytaire et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB11B Rabbit pAb
Remarques/alias	H-YPT3 ; NDAGSCW ; RAB11B
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9230
GeneID	9230
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine RAB11B humaine (NP_004209.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15907
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace