


Anticorps Polyclonal Anti-Rab11Fip1 Pour Wb, Elisa - Q6Wkz4

Numéro d'article: CM0027453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RAB11FIP1 humain, validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude du recyclage endosomal, de la phagocytose et du trafic vésiculaire dans les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB11FIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RCP ; NOEL1A ; rab11-FIP1 ; RAB11FIP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	80223
Identifiant du gène	80223
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-540 du RAB11FIP1 humain (NP_079427.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6WKZ4
Poids moléculaire de la protéine	137 kDa
Expédition	Sac de glace