

Anticorps Polyclonal Anti-Rab11Fip5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxf6

Numéro d'article: CM0021045

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAB11FIP5 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène recombinant (aa 354-653). Idéal pour l'étude du trafic des endosomes de recyclage apicaux, de la sécrétion d'insuline et du transport de la V-ATPase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB11FIP5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GAF1 ; pp75 ; RIP11 ; gaf-1 ; rab11-FIP5 ; RAB11FIP5
Espèce	Homme
Identifiant du gène	26056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 354-653 de la protéine humaine RAB11FIP5 (NP_056285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9BXF6
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace