

Anticorps Monoclonal Anti-Rab12 Pour Ip Et Elisa - Q6Iq22

Numéro d'article: CM0008184



Introduction

Anticorps monoclonal anti-Rab12 de haute qualité pour les applications d'immunoprécipitation (IP) et d'ELISA. Validé pour les échantillons humains, cible la petite GTPase Rab-12 impliquée dans le trafic endosomal et l'autophagie. Idéal pour une utilisation en diagnostic in vitro (IVD) et en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rab12 Rabbit mAb [MJFF-A-3F6]
Remarques/Alias	RAB12
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	201475
Identifiant du gène	201475
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 de la protéine Rab12 humaine (Q6IQ22).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6IQ22
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace