

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab12 [Validé Ko] Pour Wb Et Elisa - Q6Iq22

Numéro d'article: CM0004941



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Rab12 validé KO (clone MJFF-A-6E6) pour Western blot et ELISA. Détecte la protéine Rab12 humaine et murine, une petite GTPase régulant le trafic endosomal et l'autophagie. Idéal pour les études de trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Rab12 [MJFF-A-6E6]
Remarques/Alias	RAB12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	201475
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 de la protéine Rab12 humaine (Q6IQ22).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6IQ22
Poids moléculaire protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace