

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51153

Numéro d'article: CM0014718

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RAB13 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de l'assemblage des jonctions serrées, du recyclage endocytaire et de la translocation de GLUT4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GIG4 ; RAB13
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5872
GenelD	5872
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51153
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace